



無線タイプ 無線式ベッドセンサー SS-111

リクライニングベッドに最適！ 小型の無線式ベッドセンサー



ナースコールケーブルは、アイホン、ケアコム、他の各ナースコールに対応しております。
※別途、ご相談ください。



イラストはイメージです。

小型センサーを採用

リクライニングベッド等でもお使いいただけます。

無線式でより便利に

送信機を、足下やベッド下など、患者様の目の届かないところにご自由に設置することができます。

さらに、送信機には寝返り時の誤検知防止機能のタイマー(0秒、3秒、5秒から設定)や、介助の際に便利な一時停止ボタン(10分後自動復旧)の他、センサーを使用しない場合に停止させる、手動スイッチを搭載しています。

センサーを最大2台まで登録可能


1台の受信機Rでセンサー2台の離床を検知できるため、用途を別けて運用することもでき、導入総コストを抑えることができます。

型名	SS-111
センサー	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力検知方式 ・サイズ：約380mm×700mm×5mm ・重量：約600g ・抗菌：○ ・ケーブル長さ：センサー～送信機 約2m ・収納方法：二つ折り ・付属品：センサー固定ベルト 1本
送信機	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：約80mm×40mm×25mm ・重量：約60g(電池込) ・電源：コイン型リチウム電池CR2032 1個 ・検出タイマー：0秒、3秒、5秒から選択 ・一時停止時間：約10分 ・手動スイッチ：入/切
受信機R	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：約64mm×132mm×35mm ・重量：約160g ・電源：AC100V (50/60Hz) ・一時停止時間：約10分 ・無線通信距離：約20m ・センサー接続台数：2台

※表記のサイズにつきまして、ケーブルやフックや紐などは含まれておりません。

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

 **株式会社リース東京**

【本社】 〒175-0082 東京都板橋区高島平9-28-4 エンドレスビル
TEL 03-5398-6231 FAX 03-5398-6610



<https://www.leasetokyo.co.jp>

